

クリーンベンチ



クリーンベンチ



クリーンベンチ

UHT殺菌後のサンプルを専用のクリーンベンチ内で無菌的に充填することができます。

- ・コンパクトでスリムな、ファン上置気流垂直型クリーンベンチ(クラス100、HEPAフィルター)
- ・UVライトおよび流し付き
- ・グローブボックスタイプもあり
- ・ステンレス製バッファータンク(サイトグラスおよびCIPスプレーボール付き)
- ・フットスイッチ式充填バルブ(エア駆動)
- ・SIP(装置滅菌)およびCIP洗浄対応



〒335-0027 埼玉県戸田市氷川町2-5-10
Tel: 048-229-7830 Fax: 048-229-7831
E-mail : sales@pp2k.net